

MONITORAGGIO BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

MODALITÀ PER LA RACCOLTA, PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE ALI DI BECCACCIA

- 1) Recidere l'ala destra del soggetto prelevato durante la legale pratica dell'esercizio venatorio a livello dell'articolazione scapolo-omerale



- 2) Essiccare l'ala destra bloccandola nella posizione desiderata attraverso l'ausilio di spille, chiodini o quant'altro disponibile, per ottenere un'apertura tra i 130° ed i 160° su di una superficie asciutta (legno, polistirolo, cartone, ecc). Dopo circa dieci giorni di essiccazione l'ala è pronta. Il processo di essiccazione può essere velocizzato appoggiando l'ala preparata su un substrato caldo (termosifone, forno o stufa a temperatura molto bassa, ecc.) E' importante non rovinare la punta delle remiganti più lunghe. L'operazione risulta migliore se compiuta con beccaccia fresca (non surgelata).



- 3) Quando l'ala è adeguatamente essiccata inserirla in una busta di dimensioni adeguate (il formato A4 delle buste in plastica trasparente è sicuramente valido) in cui dovrà essere inserita anche la scheda di raccolta dati riferita al soggetto prelevato adeguatamente compilata e farla pervenire alla segreteria dell'ATC PS2 entro il 15 febbraio 2024.

Per la determinazione del sesso (facoltativa) l'unico modo attualmente possibile è l'autopsia dell'animale da realizzare come indicato negli schemi sottostanti.

